

Dutchblue.com Nederland

Markt 30a
2611 GV Delft
Nederland

T 00 800 2611 2611 (gratis) of 015 3030 025
F 084 883 66 06
E info@dutchblue.com
W www.dutchblue.com

Dutchblue.com België / Luxembourg

Square de Meeûs 37
1000 Brussel
België

T 00 800 2611 2611 (gratis) of (0032) 026 699 663
F (0032) 02 403 05 55
E info@dutchblue.com
W www.dutchblue.com

Dutchblue.com Deutschland

Kaiser-Wilhelm-Ring 27-29
50672 Köln
Deutschland

T 00 800 2611 2611 (kostenlos) oder 0221 2919 9756
F 0211 2409 2002
E info@dutchblue.com
W www.dutchblue.com

Dutchblue.com Österreich

Europaplatz 2/1/2
1150 Wien
Österreich

T 00 800 2611 2611 (kostenlos) oder 072 0515 022
F 01 253 3033 6850
E info@dutchblue.com
W www.dutchblue.com

Dutchblue.com France

57 rue d'Amsterdam
57008 Paris
France

T 00 800 2611 2611 (gratuit) ou 01 7745 5092
F 01 8410 5499
E info@dutchblue.com
W www.dutchblue.com

Dutchblue.com United Kingdom

Park House
111 Uxbridge Road
Ealing, London, W5 5TL

T 00 800 2611 2611 (free) or 02 033 977 242
F 02 033 977 524
E info@dutchblue.com
W www.dutchblue.com

dutchblue.com

SAFETIES

Gebruikershandleiding – Bedhekbeschermer

Gebrauchsanweisung – Bettpolstern

Mode d'emploi – Protection pour barrière de lit

User Manual – Bed rail protector



REF 5010
IFU 5010 – 13M2



SAFETIES bed rail protector

Our plastic with foam core SAFETIES bed rail protectors offer nursing home residents all-round protection against wounds incurred by bumping against the rails of their bed. An ideal device to protect restless nursing home residents.

Instructions for use



- Remove the packaging. Do not use scissors, knives or other sharp implements when opening the packaging.
- Fold the bed rail protector lengthwise across the bed rail with the smooth side facing outwards.
- Use the Velcro strips at the bottom to secure the protector to the bed rail.

Instructions for cleaning

The bed rail protector can be cleaned with a soft cloth and mild detergent or clinical cleaning products. Never use disinfection agents, phenol or solvents.

SAFETIES protection pour barrière de lit

Les protections pour barrières de lit SAFETIES de matière synthétique avec cœur de mousse, offrent au patient une protection contre d'éventuelles blessures qu'il pourrait se faire en se cognant aux barrières. Le produit idéal pour les résidents agités.

Consignes d'utilisation



- Retirer l'emballage. Ne pas utiliser de ciseaux, couteaux ni autres objets tranchants lors de l'ouverture.
- Plier la protection pour barrière de lit sur la longueur par-dessus la barrière de lit avec la face lisse orientée vers l'extérieur.
- Fixer sur la face inférieure à l'aide de la bande velcro.

Consignes de lavage

La protection pour barrière de lit est lavable à l'aide d'un chiffon doux et d'un produit d'entretien doux ou d'un nettoyant clinique. Ne pas utiliser de produits désinfectants, de phénols ni de solvants.

<i>Nederlands</i>	Gebruikershandleiding	4
<i>Deutsch</i>	Gebrauchsanweisung	5
<i>Français</i>	Mode d'emploi	6
<i>English</i>	User Manual	7



SAFETIES bedhekbeschermers

De SAFETIES bedhekbeschermers van kunststof met schuimkern, bieden de bewoner rondom bescherming tegen het onbedoeld vast komen zitten van hoofd of ledematen tussen de spijlen van het bedhek. Ook voorkomen ze verwondingen die kunnen ontstaan door het stoten tegen de bedhekken. Ideaal voor bescherming van onrustige bewoners.

Gebruiksaanwijzing



- Verwijder de verpakking. Bij het openen geen scharen, messen of andere scherpe voorwerpen gebruiken.
- Vouw de bedhekbeschermer in de lengte om het bedhek heen met de gladde kant naar buiten gekeerd.
- Bevestig beide zijden aan de onderkant aan elkaar met het klittenband.

Reinigingsinstructie

De bedhekbeschermer kan met een zachte doek en een mild schoonmaakmiddel of met klinische reinigingsmiddelen gereinigd worden. Gebruik geen desinfectiemiddelen, fenolen of oplosmiddelen.



SAFETIES Bettpolstern

Statten Sie die Seitengitter des Pflegebettes mit SAFETIES Bettpolstern von Kunststoff mit Schaumstoffkern aus um einen Rundum-Schutz zu gewährleisten. Die SAFETIES werden vorbeugend bei Bewohnern eingesetzt, die Gefahr laufen sich am Bettgitter zu verletzen.

Gebrauchsanweisung



- Verpackung entfernen. Zum Öffnen keine Scheren, Messer oder anderen scharfen Gegenstände benutzen.
- Bettgitterschutz mit der glatten Seite nach außen der Länge nach über das Bettgitter ziehen.
- An der Unterseite mit dem Klettverschluss befestigen.

Pflegeanleitung

Der Bettgitterschutz kann mit einem weichen Tuch und einem milden Reinigungsmittel oder klinischen Reinigungsmitteln gereinigt werden. Bitte keine Desinfektionsmittel, Phenole oder Lösungsmittel benutzen.

