

Dutchblue.com Nederland

Markt 30a
2611 GV Delft
Nederland

T 00 800 2611 2611 (gratis) of 015 3030 025
F 084 883 66 06
E info@dutchblue.com
W www.dutchblue.com

Dutchblue.com België / Luxembourg

Square de Meeûs 37
1000 Brussel
België

T 00 800 2611 2611 (gratis) of (0032) 026 699 663
F (0032) 02 403 05 55
E info@dutchblue.com
W www.dutchblue.com

Dutchblue.com Deutschland

Kaiser-Wilhelm-Ring 27-29
50672 Köln
Deutschland

T 00 800 2611 2611 (kostenlos) oder 0221 2919 9756
F 0211 2409 2002
E info@dutchblue.com
W www.dutchblue.com

Dutchblue.com Österreich

Europaplatz 2/1/2
1150 Wien
Österreich

T 00 800 2611 2611 (kostenlos) oder 072 0515 022
F 01 253 3033 6850
E info@dutchblue.com
W www.dutchblue.com

Dutchblue.com France

57 rue d'Amsterdam
57008 Paris
France

T 00 800 2611 2611 (gratuit) ou 01 7745 5092
F 01 8410 5499
E info@dutchblue.com
W www.dutchblue.com

Dutchblue.com United Kingdom

Park House
111 Uxbridge Road
Ealing, London, W5 5TL

T 00 800 2611 2611 (free) or 02 033 977 242
F 02 033 977 524
E info@dutchblue.com
W www.dutchblue.com

dutchblue.com

BED PADDIES

Gebruikershandleiding – Incontinentie bedonderlegger

Gebrauchsanweisung – Inkontinenz Bettunterlage

Mode d'emploi – Alèse pour lit contre l'incontinence

User Manual – Incontinence bed pad



REF 1030 serie
IFU 1030 – 13M2



BED PADDIES incontinence bed pad

Our BED PADDIES incontinence bed pads offer optimum protection as well as comfort. Reusable BED PADDIES are made up of four functional layers. The top layer transports unwanted moisture directly to the layers below and dries up in a matter of minutes so that the user will not feel any moisture at all. Any residual moisture is kept away from the user by a watertight bottom layer, which will also prevent the mattress from becoming wet.

Composition

Top	100% cotton
Bottom	100% polyester

Instructions for use

- Remove the packaging. Do not use scissors, knives or other sharp implements when opening the packaging.
- Insert the bed pad between the bed linen and the mattress of the nursing bed with the soft, light blue side facing up.
- If the bed pad has wings, fold these over the sides of the mattress, ensuring that the incontinence bed pad stay securely in place.



REF 1030



With wings REF 1035

Instructions for cleaning

The bed pad is reusable and can be washed.



BED PADDIES alèse pour lit contre l'incontinence

Pour une protection et un confort optimaux, optez pour les alèses contre l'incontinence BED PADDIES. Les BED PADDIES sont réutilisables et sont constitués de 4 couches fonctionnelles. La couche supérieure entraîne immédiatement tout liquide vers la première couche inférieure, puis sèche en quelques minutes, de sorte que le patient ne ressent aucune humidité. Le liquide est ensuite contenu par la couche inférieure résistante à l'eau, pour éviter que le matelas ne soit mouillé.

Composition

Couche supérieure	100 % coton
Couche inférieure	100 % polyester

Consignes d'utilisation

- Retirer l'emballage. Ne pas utiliser de ciseaux, couteaux ni autres objets tranchants lors de l'ouverture.
- Placer l'alèse entre la literie et le matelas du lit d'hospitalisation avec la face douce bleu clair vers le haut.
- Pour le modèle avec rabats, replier ceux-ci sous le matelas, ce qui permet de maintenir plus fermement l'alèse en place.



REF 1030



Avec rabats REF 1035

Consignes de lavage

L'alèse est réutilisable et lavable.



<i>Nederlands</i>	Gebruikershandleiding	4
<i>Deutsch</i>	Gebrauchsanweisung	5
<i>Français</i>	Mode d'emploi	6
<i>English</i>	User Manual	7



BED PADDIES (WINGS) incontinentie bedonderlegger

Kies voor de BED PADDIES incontinentie bedonderleggers voor optimale bescherming en comfort. De herbruikbare BED PADDIES bestaan uit 4 functionele lagen. De bovenste laag voert ongewenst vocht direct naar de onderliggende lagen en droogt in enkele minuten op, zodat de gebruiker geen nattigheid voelt. Eventueel resterend vocht wordt door de waterdichte onderlaag tegengehouden, zodat het matras niet nat wordt.

Samenstelling

Bovenzijde	100% katoen
Onderzijde	100% polyester

Gebruiksaanwijzing

- Verwijder de verpakking. Bij het openen geen scharen, messen of andere scherpe voorwerpen gebruiken.
- Leg de bedonderlegger tussen het beddengoed en het matras van het verpleegbed met de zachte, lichtblauwe kant naar boven.
- Bij het model met vleugels worden deze om het matras gevouwen, waardoor de bedonderlegger extra stevig vastligt.



REF 1030



Met vleugels REF 1035

Reinigingsinstructie

De bedonderlegger is herbruikbaar en kan gewassen worden.



BED PADDIES Inkontinenz-Bettunterlage

Wählen Sie die 3-lagigen BED PADDIES Inkontinenz Bettunterlagen für höchsten Schutz und größten Komfort. Die wiederverwendbaren BED PADDIES bestehen aus 4 Schichten. Die obere Schicht transportiert die Feuchtigkeit in die darunterliegenden Schichten und trocknet in wenigen Minuten. Dies gewährleistet dem Anwender höchsten Liegekomfort. Die wasserfeste untere Schicht verhindert ein Durchnässen der Matratze.

Zusammensetzung

Oberseite	100% Baumwolle
Unterseite	100% Polyester

Gebrauchsanweisung

- Verpackung entfernen. Zum Öffnen keine Scheren, Messer oder anderen scharfen Gegenstände benutzen.
- Bettunterlage mit der weichen, hellblauen Seite nach oben zwischen die Bettwäsche und die Matratze des Pflegebettes legen.
- Bei Unterlagen mit Flügeln diese um die Matratze herumfalten. Auf diese Weise ist die Bettunterlage besonders fest fixiert.



REF 1030



Mit Flügeln REF 1035

Pflegeanleitung

Die Bettunterlage ist wiederverwendbar und kann gewaschen werden.

